



Vaginální gel pro intimní hygienu s olejem čajovníku australského Dr. Müller Pharma pomáhá udržovat přirozené mikrobiální prostředí poševní sliznice, odstraňuje suchost a zachovává její přirozenou míru vlhkosti. Suchost vaginální sliznice vede k nepříjemnému dráždění nebo dokonce ke vzniku infekce. Olej čajovníku australského – TTO (*Melaleuca alternifolia*) je obecně považován za aktivní prostředek proti bakteriálním, kvasinkovým a plísňovým infekcím. Většina těchto problémů je způsobena změnami mikroflóry v pochvě, např. antibiotickou léčbou, změnou kvality vody, změnou intimního mycího prostředku nebo při změně sexuálního partnera. Používá se i po gynekologickém vyšetření či zákrocích. Preventivně se tento gel používá k zabránění vzniku vaginálních problémů před a po návštěvě bazénů a koupališť.

Vaginální gel pro intimní hygienu s olejem čajovníku australského Dr. Müller Pharma



Obsahuje terpinen-4-ol, destilovanou čistou účinnou složku oleje čajovníku australského – Tea Tree Oil Pharmaceutical Grade, který odpovídá požadavkům Evropského lékopisu (vydání 6). Destilací jsou odstraněny dráždivé a potenciálně alergenní složky.

Vaginální gel pro intimní hygienu s olejem čajovníku australského je nedráždivý a nezanedbává skvrny. Má kyselou reakci, čímž významně napomáhá obnově přirozené poševní mikroflóry. Lze jej použít i jako lubrikační gel. Neuhrazuje antikoncepci. Může se používat společně s kondomem, který snižuje riziko možné nárady sexuální přenosnými nemocemi a AIDS. Je vhodný také pro snadnější zavádění teploměru nebo menstruačních tampónů do pochvy a měření rektální teploty.

Vaginální gel pro intimní hygienu s olejem čajovníku australského se dodává v tubách s vaginálním aplikátorem na jedno použití, pomocí kterého se gel aplikuje přímo do pochvy. Každá tuba je jednotlivě balena v hygienickém obalu.

Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí a v případě těhotenství se poraďte o další užívání přípravku s lékařem nebo lékárníkem.

Způsob použití:

1. Umyjte si ruce.
2. Před použitím zkontrolujte neporušenost hygienického obalu tuby. Tubu vyjměte z ochranné fólie.
3. Odstraňte uzávěr vaginálního aplikátoru.
4. V poloze vleže s koleny pokrčnými a vzdálenými od sebe, jemně vložte vaginální aplikátor do pochvy, co nejdále je to pohodlné možné.
5. Stiskněte tělo tuby a celý obsah tuby vytlačte do pochvy. Aplikátor opět vyjměte za stálého stisku, aby se zpět nenasal obsah tuby.
6. Po aplikaci zůstaňte ještě několik minut vleže na zádech, aby celá dávka gelu rovnoměrně pokryla sliznici pochvy.
7. Umyjte si opět ruce.



Dávkování:

Při začínajících obtížích (slabé svědění, první známky výtoku): jedna tuba denně nebo každý druhý den. U závažných nebo rozvinutých obtížích dle potřeby aplikujte jednou až dvakrát denně do vymizení obtíž. Je velmi důležité používat přípravek po celou dobu trvání obtížů až do jejich úplného a trvalého odeznění. Jestliže ukončíte používání příliš brzy, příznaky vašich obtížů se mohou vrátit.

Přípravek uchovávejte při teplotě +5 až +25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nepoužívejte, pokud je obal porušen. Ukládejte mimo dosah dětí.

CE 0197

Datum poslední revize:
4.10.2011

 Dr. Müller Pharma s.r.o.

U Mostku 182, 503 41 Hradec Králové, Česko

www.muller-pharma.cz



Dr. Müller
PHARMA